

OTOsuite
Telepítési útmutató

Magyar

Verziószám: 4.76



otometrics

Rendszerkövetelmények

- 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott: 2 GHz)
- 2 GB RAM
- 8 GB szabad lemezterület az OTOsuite szoftver telepítéséhez.
- Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 vagy 64 bites) vagy Microsoft Windows 8.1 (64 bites) vagy Microsoft Windows 10 (32 vagy 64 bites)
- Minden Microsoft Windows frissítés a Microsoft Update szolgáltatásból
- USB-port a tartozékok csatlakoztatásához, v. 1.1 vagy magasabb (a AURICAL® OTOCam 300 esetében v. 2.0 vagy magasabb)
- DVD-meghajtó (csak kevés funkcióhoz)
- 32 bites színes kijelző, 1024x768 képernyőfelbontás
- 128 MB grafikus memória
- Windows kompatibilis hangkártya
- Ha szükséges, akkor NOAH 3.5.2, fül-orr-gégészeti NOAH 3.5.2 vagy újabb verzió, avagy Noah 4 vagy fül-orr-gégészeti Noah 4 a Noah üzemmódban való működéshez, illetve OTObase®.

Megjegyzés • Ha az GN Otometrics által mellékelte beszéd anyagokat fogja használni, ellenőrizze a Beszéd Anyagok telepítő CD-n, hogy a számítógépén rendelkezésre áll-e a szükséges további lemezterület.

OTOSuite telepítési sorrendje


Vigyázat • Csak a szoftver telepítésének befejezése után csatlakoztassa a vizsgálati eszközt és a tartozékokat.

1. Noah/OTObase
Ha az OTOsuite használatát Noah vagy OTObase szoftverrel tervezi, először telepítse a Noah vagy az OTObase szoftvert. Ily módon a Noah/OTObase tárolhatja a méréseket az ügyféladatokkal együtt.
2. OTOsuite
Ha a számítógépre telepítve van a Noah/OTObase, az OTOsuite telepítése automatikusan a Noah/OTObase alá történik. Ha a Noah/OTObase adatbázis telepítésére az OTOsuite telepítése után kerül sor, az OTOsuite a Noah/OTObase alatti modulként regisztrálható a PostNOAHInstall.exe program futtatásával.

Az OTOsuite telepítése

Megjegyzés • Az OTOsuite nem telepíthető megosztott hálózati meghajtóra.

- A telepítő szoftverrel való ütközések elkerülése érdekében zárja be a Windows programokat.
- Az OTOsuite telepítésének befejezése előtt nem csatlakoztasson semmilyen tartozékot.

-
- Helyezze be az OTOsuite telepítő adathordozót (lemez vagy USB-adathordozó). A Telepítés varázsló automatikusan elindul. Ha mégsem, akkor nyomja meg a Windows gomb  +R kombinációt a **Futtatás** ablak megnyitásához, majd gépelje be a **d:\setup.exe** kifejezést, amelyben **d:** a telepítő adathordozó (lemezmeghajtó vagy USB-port) helyét jelzi.
 - A Telepítés varázsló végigvezeti Önt a telepítésen.
Előfordulhat, hogy az OTOsuite telepítés meghatározza az OTOsuite telepítésének előfeltételét képző szoftverek listáját. Ez néhány percet vehet igénybe, és előfordulhat, hogy újra kell indítani a számítógépet. Ha az újraindítás után nem folytatódik a telepítés, futtassa még egyszer a setup.exe fájlt a fent leírt módon.
 - Válassza ki a tételeket a megjelenésük sorrendjében, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A Telepítés varázsló segítségével kiválaszthatja, hogy az OTOsuite telepítését Noah/OTObase alatti külön modulokként, vagy egyetlen modulként történjen. Ha az OTOsuite szoftvert Noah/OTObase alatti, külön modulokként telepíti, akkor az OTOsuite szoftvert a Noah/OTObase Modul kiválasztása párbeszédpanelén keresztül indítva minden alkalommal kiválaszthatja a megnyitni kívánt modult. Ha az OTOsuite szoftvert a Noah/OTObase alatti egyetlen modulként telepíti, akkor az OTOsuite megnyitása az indítási beállításoknak megfelelően zajlik az OTOsuite – a Noah/OTObase Modul kiválasztása párbeszédpaneléről történő – indításakor.
Ha az OTOsuite indítása a Noah/OTObase rendszer által kezelt mérés megnyitásával történik, az OTOsuite mindig a megjelenítés szempontjából legmegfelelőbb modulban nyitja meg a mérést.
 - A Telepítés varázsló értesíti, hogy telepíti a használati statisztika eszközt. Az eszköz leírását, illetve engedélyezését/letiltását lásd: OTOsuite Platform Felhasználói kézikönyv.
 - Indítsa el az OTOsuite szoftvert, és futtassa a Konfigurációs varázslót. A licenzkulcs a DVD dobozán található.

Megjegyzés • Az OTOsuite telepítés által beállított hangkártya-beállítás módosíthatja az alapértelmezett Windows hangkártya-beállítást. Az alapértelmezett beállítás megváltoztatásához lásd: „Hang” a Windows vezérlőpanelen.

Dokumentáció

Az OTOsuite telepítését követően a megfelelő OTOsuite kézikönyveket és a vonatkozó dokumentumokat a megtalálja a számítógépén. A(z) **Start** menüben nyissa meg a(z) **OTOsuite kézikönyvek** elemet – ezzel áttekintést jelenít meg, amelyben a kézikönyvekre mutató hivatkozások szerepelnek.

Megjegyzés • A vizsgálat megkezdése előtt alaposan tanulmányozza a vizsgálati eszközt és az OTOsuite szoftvert, valamint a funkciókat és a beállításokat.

Vizsgálati eszközök telepítése

- Lásd a „Kicsomagolás és telepítés” részt a készülék kézikönyvében.

Vigyázat • Csak a szoftver telepítésének befejezése után csatlakoztassa a vizsgálati eszközt és a tartozékokat.

Ha az OTOsuite telepítése előtt csatlakoztatta a vizsgálati eszközt

Ha az OTOsuite telepítése előtt csatlakoztatta a vizsgálati eszközt, problémát tapasztalhat, mert a Windows nem a készülékhez tartozó illesztőprogramot telepítette, vagy nincs telepítve illesztőprogram.

A probléma megoldásához:

1. Keresse meg az eszközt a Windows eszközekezelőben.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nevére, majd kattintson az illesztőprogram frissítéséhez. Hagyja, hogy a Windows automatikusan megkeresse a megfelelő eszközillesztő programot.

Fontos • Ha a készülékhez egynél több illesztőprogram tartozik, a készülék neve többször is megjelenhet az eszközekezelőben. Minden egyes program esetében ismétlje meg a fenti eljárást (pl. „SoundHub 100 fejhallgató + mikrofon” és „SoundHub 100 hangszórók”).

Gyártó

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánia
☎ +45 45 75 55 55
✉ +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

Copyright

Szerzői jogi értesítés

A jelen dokumentáció vagy program semelyik része nem reprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben vagy továbbítható bármely formában vagy eszközzel (elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, rögzítéssel vagy egyéb módon) a GN Otometrics A/S előzetes írásos jóváhagyása nélkül.

Copyright © 2015, GN Otometrics A/S

Kiadás dátuma: Dánia – Kiadó: GN Otometrics A/S, Dánia

A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ, kép és műszaki specifikáció a kiadás időpontjában rendelkezésre álló legújabb termékadatokon alapszik. A GN Otometrics A/S fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsa azokat.

Védjegyek és bejegyzett védjegyek

A következők a(z) GN Otometrics A/S birtokában lévő védjegyek vagy bejegyzett védjegyek: MADSEN Itera II, MADSEN OTOflex 100, OTOsuite, AURICAL FreeFit, AURICAL Visible Speech, MADSEN Astera², MADSEN Xeta, ICS Chartr 200 VNG/ENG, ICS Chartr EP, OTOcam 300, MADSEN AccuScreen, MADSEN AccuLink, ICS AirCal, AURICAL Aud, AURICAL HIT, ICS Impulse, OTObase és MADSEN Capella².

Verzió kibocsátási dátuma

2015.10.04 (117862)

Műszaki támogatás

Forduljon a szállítóhoz.

Dokumentum száma

Dok. száma: 7-50-1430-HU/03