

# MADSEN AccuScreen érintőképernyős kijelző

Jellemzők	Hasznosság	Előnyök
Grafikus felhasználói felület – Nagy érintőképernyős kijelző	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyértelmű áttekintést biztosít a különböző vizsgálati lehetőségek között.</li> <li>Nagyon intuitívan, könnyen kezelhető.</li> <li>Megrövidíti a betanulási folyamatot.</li> <li>Vizsgálati eredmények gyors áttekintése.</li> <li>Gyors és könnyű mozgás a menüpontok között.</li> <li>Színes kijelző grafikonokkal és részletes vizsgálati információkkal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
Intuitív menüpontok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehetővé teszik a gyors navigációt.</li> <li>Könnyen megtanulhatók és kezelhetők.</li> <li>Rövid betanulási idő.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kevesebb időt igényel a csecsemők szűrése.</li> </ul>
Átfogó „Súgó” menü a képernyőn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azonnali megoldást nyújt, amennyiben a felhasználó elakad.</li> <li>Tökéletes eszköz azonnali problémamegoldáshoz.</li> <li>Megrövidíti a helyszíni támogatás szükségességét.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rövidebb betanítási idő.</li> <li>Kevesebb időt igényel a használati utasítás elolvasása.</li> </ul>
Billentyűzet az érintőképernyőn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyors és intuitív adatbevitel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növeli a hatékonyságot (időtakarékos).</li> </ul>
Tartós érintőképernyős kijelző	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy igénybevételre tervezve.</li> <li>Megnövelt gombnyomás tartósság (min. 1 millió ismétlődő érintés képernyőnkénti pontonként).</li> <li>Ugyanezt az érintőképernyős kijelzőt használják számos GPS termék esetében is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kisebb karbantartási költség.</li> </ul>
Átfogó tesztsorozat (Kétlépéses szűrés, készülékenként)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A TEOAE, a DPOAE és az ABR bármely kombinációja lehetséges, minden egyes készüléknél.</li> <li>Felkínálja a DPOAE választható protokolljait, támogatva a helyi szűrőprogram követelményeit.</li> <li>ABR inger szintek: 30, 35, 40 and 45 dB nHL</li> <li>Egyetlen készülék az összes szűrővizsgálathoz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Költséghatékony.</li> <li>Hatékony munkafolyamat (kevesebb képzés, stb.).</li> </ul>
Beépített teszt üreg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megkönnyíti a szonda minőségi ellenőrzését (automatikus felismerés behelyezéskor).</li> <li>Biztosítja a szonda megfelelő működését.</li> <li>Biztosítja a készülék időtakarékos működését.</li> <li>Növeli a vizsgálati eredmények minőségét.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
Gyors teszt funkció	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideális eszköz a betanulási időben, illetve a szülők gyors megnyugtására.</li> <li>Vizsgálat egy gombnyomásra, adattárolás nélkül.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
Stílus és ergonómia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az érintőképernyős funkció a vizsgálatokat még pontosabbá és még kényelmesebbé teszi.</li> <li>Könnyen hordozható és gyorsan áthelyezhető egyik helyről a másikra.</li> <li>Könnyű készülék.</li> <li>Női kézre tervezve (méret).</li> <li>Úgy tervezték, hogy könnyű legyen megfogni.</li> <li>Javított higiénia (gombok nélkül), könnyű tisztítás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hatékonyság.</li> </ul>

## Szondák és kiegészítőik

Hajlított szonda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyen és stabilan illeszkedik a hallójáratba.</li> <li>A csecsemők akár egy bébihordozóban, vagy egy autósülésben is megvizsgálhatók.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos, kényelmes.</li> </ul>
Új, nagyobb szondafej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyebb a kezelése, és nem szükséges hozzá akusztikus szűrő.</li> <li>Nem lehet rosszul behelyezni.</li> <li>Könnyen kezelhető.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Költséghatékony (nincs akusztikus szűrő).</li> </ul>
Új csatlakozók a szondákon és a kábeleken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyű csatlakozók, melyeket gyerekjáték csatlakoztatni, illetve kihúzni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>

Jellemzők	Hasznosság	Előnyök
-----------	------------	---------

## Kábelek és kiegészítők

ABR vizsgálatok szondával és fejhallgatóval	<ul style="list-style-type: none"> <li>Több baba vizsgálatát teszi lehetővé.</li> <li>Nem szükséges mindig a fejhallgatóval való szűrés.</li> <li>Rövidebb vizsgálati idő a fejhallgatóval.</li> <li>A fejhallgatók előnyösek a nyugtalan csecsemők számára.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Költséghatékony.</li> <li>Időtakarékos / megnövelt hatékonyság.</li> </ul>
Egyidejű ABR vizsgálat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meggyorsítja a vizsgálatokat.</li> <li>Minimalizálja a munkafolyamatot a csecsemők vizsgálata közben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
ABR szűrő	<ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyen ellenőrizhető az elektródák és a fejhallgató kábeleinek minősége.</li> <li>Biztosítja, hogy a AccuScreen vezetékai megfelelően dolgozzanak.</li> <li>Biztosítja a készülék időtakarékos működését.</li> <li>Növeli a vizsgálati eredmények minőségét.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
Újfajta kábelcsatlakoztatási lehetőségek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Könnyű csatlakozók, melyeket gyerekjáték csatlakoztatni, illetve kihúzni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> </ul>
Dupla vastagságú fejhallgató	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alakja illeszkedik a csecsemők fejéhez.</li> <li>Biztosítja az állandó belső hangerőt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megerősített szigetelés, gyorsabb eredmények.</li> <li>Még pontosabb teszteredmények.</li> </ul>

## Az AccuScreen többfunkciós dokkoló állomása

Dokkoló állomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Közvetlen töltés, ha behelyezik a készüléket.</li> <li>Kapcsolódás a külső hardverekhez, számítógépekhez és címkenyomtatókhoz.</li> <li>Nincsenek többé zavaró kábelek.</li> <li>Tetszetősebb és kevesebb helyet igényel.</li> <li>Megkönnyíti a páciens adatainak le- és feltöltését.</li> <li>Megkönnyíti a vizsgálati eredmények, megjegyzések és a kockázati tényezők letöltését.</li> <li>Megkönnyíti az AccuLink szoftverben a készülék beállítások átvitelét más eszközökre.</li> <li>Nem kell kivenni az akkumulátort, és nem szükséges hozzá külön töltő.</li> <li>Helytakarékos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Időtakarékos.</li> <li>Kényelmes.</li> <li>Hatékony munkamenet.</li> </ul>
-----------------	--	---

## AccuLink szoftver

AccuLink PC szoftver - Mindenre kiterjedő beállítások	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megkönnyíti a felhasználói profilok szerkesztését.</li> <li>Meghatározhatjuk a készülék beállítását a PC szoftverében. Biztosítja, hogy csak a szükséges vizsgálatokat végezzék el, illetve csak a kiválasztott felhasználók törölhessék a páciensek adatait.</li> <li>Növeli a beteg adatjogainak biztonságát.</li> <li>Megerősített szabályozási és a biztonsági funkciók.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idő- és forrástakarékos.</li> <li>Biztonságos.</li> <li>Megerősített szabályozási és a biztonsági funkciók.</li> </ul>
AccuLink PC szoftver - A törlési eljárás rendszere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gondoskodik arról, hogy egyetlen gyermek vizsgálati eredménye se vesszen el.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megnövelt hatékonyság.</li> </ul>
AccuLink PC szoftver - Választható kötelező mezők	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehetővé teszi, hogy a páciensek demográfiai adatainak beállítását testre szabják a készüléken.</li> <li>Gondoskodik arról, hogy a páciensek összes, szükséges adata rögzítve legyen.</li> <li>Megerősített szabályozási és a biztonsági funkciók.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megnövelt hatékonyság.</li> </ul>

## Hordozótáska

Testreszabott védőtáska	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehetővé teszi, hogy a készüléket és kiegészítőit biztonságosan szállíthassák.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Védi a készüléket.</li> <li>Könnyen hordozható.</li> </ul>
-------------------------	--	---